

ООО "Доконколл"



**Программное обеспечение
«Медицинский чат-бот»**

**Инструкция по установке коробочной версии
Медицинского чат-бота**

Установка экземпляра ПО

ПО готово для установки как на отдельных виртуальных машинах, так и на ПК. Ограничения на ОС не предъявляются. По всем вопросам, связанным с процессом установки, можно обратиться к Техническому директору проекта: mluzanov@dr-telemed.ru / telegram - @tuskysyka или старшему разработчику: yufilatov@dr-telemed.ru / telegram - @filatovyua

1. Скачать и установить docker и docker-compose согласно инструкции.
[Установка Docker Engine](#)
2. Разархивировать архив, скаченный с сайта, в отдельную папку.
Для получения пароля на разархивирование файла необходимо связаться с менеджером продукта: lshepurev@dr-telemed.ru / +7 964 786 07 91 / tg - @lshepurev
3. Находясь в разархивированной папке «symptom-checker», собрать и запустить докер для разработки

```
docker-compose up -d --build
```

4. Войти в терминал контейнера **symptom_checker_v2_frontend_node** и выполнить команды

```
docker exec -it symptom_checker_v2_frontend_node /bin/sh  
  
npm install  
  
npm run build  
  
exit
```

5. Войти в терминал контейнера **symptom_checker_v2_api_php_fpm** и выполнить команды

```
docker exec -it symptom_checker_v2_api_php_fpm /bin/sh  
  
composer install  
  
php artisan migrate  
  
exit
```

6. Войти в терминал контейнера **bot_service_postgres** и выполнить команду для создания базы бота

```
docker exec -it bot_service_postgres /bin/bash  
  
bash db_create.sh  
  
exit
```

7. Войти в терминал контейнера `bot_service` и выполнить команду для наполнения базы бота начальными данными

```
docker exec -it bot_service /bin/bash
```

```
bash bot_service/db_fill.sh
```

```
exit
```

8. ПО развернуто. Протестировать его работу можно по адресу `http://127.0.0.1:8082/patientcode`, где `patientcode` - это код, по которому определяется пользователь. Примеры кодов для тестирования:
 - `7v5JM` – мужской пол, 8 лет, опрос после записи к педиатру
 - `7sODu` – мужской пол, 38 лет, опрос после записи к урологу
 - `7sOVE` – мужской пол, 38 лет, опрос после записи к лору
 - `7v4oE` – женский пол, 34 года, опрос после записи к гинекологу
9. Для тестирования ПО по API воспользуйтесь адресом:
Сервис бота доступен по адресу `http://127.0.0.1:8000`